













Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
EPI-2000-P	Epilepsialarm		<p>Epilepsialarmen anvendes, hvor man ønsker en hurtig melding fra en person der udsættes for krampeanfald og har brug for hurtig assistance fra personale eller pårørende.</p> <p>Batteri: 2 stk. AA alkaline</p>
EPI2000S	Føler til epilepsialarm		Føler der tilsluttes en epilepsialarm for at få en mere følsom aktivering.
LAK821PC	Lydaktiveret kald		<p>Kan med fordel anvendes af mennesker med f.eks. sclerose, epilepsi, og muskelsvind eller som ikke kan aktivere knapper eller træksnore. Udstyret kan indstilles til at være ultrasensitivt, så selv den mindste lyd kan tilkalde plejepersonalet, såfremt der er brug for assistance.</p> <p>Leveres med netadapter.</p>
MI821	Mikrofon for lydaktiveret kald		Mikrofonen tilsluttes enheden for lydaktiveret kald for at få større følsomhed.




Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
SC410SMD	Scannerenhed for ledsagekald		Scannerenhed med gulvslynge anvendes f.eks. ved udgangsdøre for at alarmere, hvis en dement person forsøger at forlade et område.  Leveres uden netadapter - bestil ST765.
BR 410	Brik lille for ledsagekald		Anvendes i forbindelse med scannerenhed. Brikken lægges f.eks. i skoen på den person, man ønsker at passe på. Der skal en brik i hver sko for at opnå bedst sikkerhed.
BR 420	Brik stor for ledsagekald		Som ovenfor, men med større sikkerhed.
5680	Trådløs døralarm		Den trådløse døralarm er konstrueret for at skabe tryghed ikke blot for brugeren, men også for pårørende og personale.  Døralarmen er mobil, så den kan flyttes efter behov og den kan indgå som en del af de forskellige kalde- og omsorgssystemer fra BEST.  Driftsspænding 9 V batteri.



Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
5670	Zonealarm		<p>Zonealarmen er konstrueret til brug for plejecentre og ældreboliger, hvor der findes dørsøgende beboere, der har tendens til selv at gå en tur, uden at personalet ved det.</p> <p>Systemet består af to enheder:</p> <p>Scannerenhed, driftspænding 12V DC.</p> <p>Alarmsender med position.</p>
9009	Kaldekontakt		<p>BEST kaldekontakt kan anvendes på mange forskellige måder og er derfor velegnet til miljøer, hvor behovet hele tiden kan skifte.</p>
7010-07v	Kaldesender, hvid med armbånd og position		<p>Kaldesender, hvid med armbånd og position</p>





Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
7010-08S	Kaldesender, sort med clips og position		Kaldesender, sort med clips og position
7606	Proaktiv mobilt sensor sæt		Mobil sensor, der kører på radiobølger. Anvendes når en patient/beboer skal have mulighed for at kalde trådløst. Sensoren er udført som en flytbar enhed, der passer til de forskellige BEST omsorgs- og kaldesystemer, hvorfor den er let at flytte efter behov.  Systemet består af en mobil sender og modtager.
7611W	Proactive sender med armbånd		Proactive sender med armbånd
5880	Patient-handsæt		Patienthåndsettet er enkelt at forstå og let at anvende. Samtidig er det altid lige ved hånden. I et og samme panel kan man betjene såvel kaldefunktion, nat- og læselys samt radio.  Håndsettet er udformet ergonomisk korrekt og der er mulighed for at montere en holder, som f.eks. kan placeres på sengebordet, så håndsettet altid er indenfor rækkevidde.  Leveres uden holder der kan bestilles særskilt som varenr. 5885.



Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
5640	Suge- /pustekontakt		Suge-/pustekontakt med to funktioner samt slange og mundstykke.  Kan leveres med trådløs sender.  Størrelse: 90 x 90 mm.
5600	Sengealarm		Best sengealarm er konstrueret for at sikre, at en patient/beboer ikke forlader sin seng i utide.  Systemet består af en timerenhed og en kontaktmåtte til at lægge i sengen. Anlægget er mobilt og kan indgå som en del af de forskellige kalde- og omsorgssystemer fra BEST.  Driftsspænding: 12 V DC.


Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
5651	Kontaktmåtte		Kontaktmåtte til at lægge i sengen.
CC500101	Trådløs gulvalarm 868 MHz.		<p>Gulvalarmen er konstrueret for at give tryghed for brugere, personale og pårørende.</p> <p>Gulvalarmen er udført som en mobil enhed. Enheden anvendes med fordel, når en beboer ikke må forlade sin seng. Gulvalarmen detekterer området ved beboerens seng og kalder automatisk på personalet, når beboeren forlader sengen.</p> <p>Enheden kræver en modtager i kaldesystemet.</p> <p>Driftsspænding: 6 V batteri.</p>
CC500201	Trådløs gulvalarm ultralyd		<p>Som ovenfor, men med en ultralydssender. Dette kræver dog, at der er monteret en ultralydsmodtager i rummet.</p> <p>Driftsspænding: 6 V batteri.</p>





Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
MCR-304 868	Modtager MCR-304 868 MHz		Modtager for vægmontering til modtagelse af signal fra f.eks. håndsendere, gulvalarm eller gulvkonsol.  Driftsspænding: 12 V DC.
CC505001	Modtager MCR-304 868 MHz med jackstik		Som ovenfor men med 6,3 mm jackstik, som passer til de forskellige kalde- og omsorgssystemer.
CC500301	Trædemåtte		Trædemåtte med 10 meter kabel og 6,3 mm jackstik.  Anvendes hvor man ønsker at få en alarm, hvis en beboer forlader et område. Enheden passer til de forskellige BEST omsorgs- og kaldesystemer, hvorfor den er let at flytte efter behov.  Kan også tilsluttes en trådløs gulvkonsol.  Mål: 40 x 70 cm.

Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
CC-HM-111	Gulvmåtte		Gulvmåtte der placeres over trædemåtten for at undgå fald. Mål: 60 x 90 cm.
CC500401	Kindkontakt		Kindkontakten er konstrueret så den kun kræver et ganske let tryk for at blive aktiveret.  Anvendes af mennesker der har svært ved at aktivere en træksnor.  Kontakten leveres med kabel og 6,3 mm jackstik som passer til de forskellige BEST omsorgs- og kaldesystemer. Kan også tilsluttes en trådløs gulvkonsol.
CC500420 CC500430 CC500440 CC500450	Svanehals for kindkontakt		Svanehals for kindkontakt.  Kan leveres i længderne 20 cm, 30 cm, 40 cm og 50 cm.

Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
CC500402	Bordbeslag for svanehals		Bordbeslag for svanehals.
CC550403	Vægbeslag for svanehals		Vægbeslag for svanehals
CC500404	Rørbeslag for svanehals, 20-24 mm m/ fingerskrue		Rørbeslag for svanehals, 20-24 mm m/ fingerskrue.
MS-20/SW	Gulvstativ for kindkontakt		Gulvstativ for kindkontakt

Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
CC500102	Trådløs gulvkonsol 868 MHz		Gulvkonsollen er konstrueret med en lille sender og kan tilsluttes forskellige kontaktenheder f.eks. trædemåtte eller kindkontakt.  Enheden kræver en modtager i kaldesystemet.  Driftsspænding: 6 V batteri.
CC500202	Trådløs gulvkonsol ultralyd		Som ovenfor, men med en ultralydssender. Dette kræver dog, at der er monteret en ultralydsmodtager i rummet.  Driftsspænding: 6 V batteri.
HA-37	Converter 6,3 mm til 3,5 mm jackstik		Konverteringsstik fra jack 6,3 mm til 3,5 mm.
CC-HM-D180	Jack-to-din converter		Konverteringsstik fra jack 6,3 mm til pol din 180°.
CC-HM-D240	Jack-to-din converter		Konverteringsstik fra jack 6,3 mm til 5 pol din 240°.

Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
CC-HM-433	Jack-to-433 converter		Trådløs sender 433 MHz med 6,3 mm jack hun.
MCT-211 868	Armbånds- sender 868 MHz		Armbåndssender.  Batteri: 3V CR2025
7008-A	Bånd for armbånds- sender		Elastikarmbånd for sender.
MCT-201WP	Smykke- sender 868 MHz vandtæt		Smykesender med stor knap.  Vandtæt.  Batteri: 12V 23AE.
MCT-241MD	Trådløs nødkalds- sender - Man Down 868 MHz vandtæt		Trådløs trykknop med indbygget sender med Man Down-funktion.
MCT-220	Trådløs trykkontakt 868 MHz		Trådløs trykknop med indbygget sender.

Varenr.	Tekst	Billede	Bemærkning
MCT-426	Røgmelder 868 MHz		Røgmelder. Batteri 9V.
CC-CL	Metal clips med sort hals		Metal clips med sort hals
CC-CL-P	Plastik clips, blå, nikkelfri		Plastik clips, blå, nikkelfri
CC-CL-L	Metal clips med sort læderstrop		Metal clips med sort læderstrop